

	Primedic HeartSave				Philips HeartStart			Physio-Control Lifepak		
	One	PAD	AED	AS	HS1	FRx	FR3	CR+	LP 1000	CR2
										
Type	Semi	Semi	Semi	Vol	Semi	Semi	Semi	Semi/vol	Semi	Semi/vol
Meertalig	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓
Stof- en spatwaterdicht	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Pacemakerdetectie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metronoom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Dagelijkse zelftest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wekelijks	Wekelijks	✓
Kindermodus	Knop	Knop	Knop	Knop	Aparte pads	Sleutel	Sleutel	Aparte pads	Aparte pads	Knop
Remote monitoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Tijd tot schok	<12 sec	<12 sec	<12 sec	<20 sec	<8 sec	<8 sec	<8 sec	<9 sec	<9 sec	<7 sec
Energiebereik	37-360 J	37-360 J	37-360 J	37-360 J	50-150 J	50-150 J	50-150 J	37-360 J	150-360 J	50-360 J
Levensduur elektroden	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	4 jaar
Levensduur batterij	3 jaar	3 jaar	6 jaar	6 jaar	4 jaar	4 jaar	4 jaar	2 jaar	3 jaar	4 jaar
Garantie	2 jaar	6 jaar	6 jaar	6 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar	5 jaar	8 jaar

Het inzetten van een AED binnen de eerste zes minuten na plots hartfalen verhoogt de overlevingskansen tot wel 70%.

Weet je niet welk toestel te kiezen? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!