

	Primedic HeartSave				Philips HeartStart			Physio-Control Lifepak		
	One	PAD	AED	AS	HS1	FRx	FR3	CR+	LP 1000	CR2
										
Type	Semi	Semi	Semi	Auto	Semi	Semi	Semi	Semi/auto	Semi	Semi/auto
Langues (simultanées)	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓
Protection contre l'eau et la poussière	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Détection pacemaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Métronome	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Autotest quotidien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hebdo-madaire	Hebdo-madaire	✓
Enfants	Bouton	Bouton	Bouton	Bouton	Electrodes spéciales	Clef	Clef	Electrodes spéciales	Electrodes spéciales	Bouton
Remote monitoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Temps aux choc	<12 sec	<12 sec	<12 sec	<20 sec	<8 sec	<8 sec	<8 sec	<9 sec	<9 sec	<7 sec
Energie	37-360 J	37-360 J	37-360 J	37-360 J	50-150 J	50-150 J	50-150 J	37-360 J	150-360 J	50-360 J
Durée de vie électrodes	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	4 ans
Durée de vie batterie	3 ans	3 ans	6 ans	6 ans	4 ans	4 ans	4 ans	2 ans	3 ans	4 ans
Garantie	2 ans	6 ans	6 ans	6 ans	8 ans	8 ans	8 ans	8 ans	5 ans	8 ans

Cardioservice dispose du dea adapté à chaque environnement. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.