

	PHILIPS HEARTSTART			PHYSIO-CONTROL LIFEPAK			PRIMEDIC HEARTSAVE			ZOLL	
	HS1	FRx	FR3	CR+	LP 1000	CR2	PAD	AED	AS	AED PLUS	AED 3
											
Type	Semi	Semi	Semi	Semi / Vol	Semi	Semi / Vol	Semi	Semi	Vol	Semi / Vol	Semi / Vol
Meertalig	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
Stof- en spatwaterdicht	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pacemakerdetectie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metronoom	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dagelijkse zelftest	✓	✓	✓	Wekelijks	Wekelijks	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kindermodus	Aparte pads	Sleutel	Sleutel	Aparte pads	Aparte pads	Knop	Knop	Knop	Knop	Aparte pads	Knop
Remote monitoring	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
Reanimatie feedback	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
Tijd tot schok	<8 sec	<8 sec	<8 sec	<9 sec	<9 sec	<7 sec	<12 sec	<12 sec	<20 sec	<10 sec	<10 sec
Energiebereik	50-150 J	50-150 J	50-150 J	37-360 J	150-360 J	50-360 J	37-360 J	37-360 J	37-360 J	50-200 J	50-200 J
Levensduur elektroden	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	4 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	5 jaar	5 jaar
Levensduur batterij	4 jaar	4 jaar	4 jaar	2 jaar	3 jaar	4 jaar	3 jaar	6 jaar	6 jaar	5 jaar	5 jaar
Garantie	8 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar	6 jaar	6 jaar	6 jaar	8 jaar	8 jaar

Het inzetten van een AED binnen de eerste zes minuten na plots hartfalen verhoogt de overlevingskansen tot wel 70%.

Weet je niet welk toestel te kiezen? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!